



Qualität aus Deutschland



Die **NOVO X 222/333** sind die sinnvolle Erweiterung der NOVO X Reihe . Sie vereinen außergewöhnlichen Komfort, Sicherheit und Hygiene, sowie alle weiteren Ausstattungsmerkmale der gesamten NOVO X Reihe mit einer Patienten Waage. Das elegante Anzeigegerät ist sowohl schwenkbar (rechts/links) als auch drehbar und höhenverstellbar. Ein optimaler Bedienungskomfort, sowie Ablesbarkeit für das Personal ist somit jederzeit gewährleistet.

Zusätzliche Ausstattungsmerkmale:

- Wiegebereich: 0,2 - 200 kg, Ziffernschritt: 0,1 kg
- **Neu:** mit Dialysefunktion
- Netzkabel am Anzeigegerät steckbar
- Anzeigegerät kann mit MIGNON Batterien betrieben werden



Wie alle Likamed Produkte sind auch unsere komplett in Deutschland entwickelten, produzierten und komplettierten NOVO X 222/333 mit Waage TÜV geprüft. Die Zertifizierung nach EN ISO 9001 und EN ISO 13485 ist eine verdiente Anerkennung für innovative, praxisorientierte Konstruktion verbunden mit einer herausragenden, weit über dem Durchschnitt angesiedelten Produktqualität.



NOVO X 333

Das Topmodell als komplett ausgestattete Behandlungsliege, die kaum Wünsche offen lässt.

- Drei Elektroantriebe für separate, stufenlose Verstellung von Rücken- und Fußteil bis zur Schocklage und Bettposition, sowie Höhenverstellung der gesamten Liegefläche.
- „Blindenhandschalter“ (nur NOVO X 333).

NOVO X 222

Ausstattungsmerkmale des Typ 333, jedoch ohne Höhenverstellung.


- Zwei Elektroantriebe für separate stufenlose Verstellung von Rücken- und Fußteil.
- Beide Modelle werden mit flammgeprüftem, desinfektionsfähigem und toxisch geprüftem Kunstlederpolster geliefert.

Standard Farben:



- Polsterauflage mittelgrau mit dunkelgrau abgesetzten Arm- und Fußstützen. Polsterauflage pastellblau mit dunkelblau abgesetzten Arm- und Fußstützen. Gestell und Kunststoffverkleidung grau.

Optionale Farben:



- Polsterauflagen in rot, gelb, mint und mit grauen bzw. blauen Fuß- und Armstützen. Gestell und Kunststoffverkleidung grau.

Optionen Waage:

- Ladekabel und Akku
- Datenschnittstelle

Sie finden die kompletten Ausstattungsmerkmale und Farbmuster in unserem NOVO X 220/330 Prospekt.

Für weitere Optionen und Farben fordern Sie bitte unseren Sonderprospekt an.



*



*

* Abb. NOVO X ohne Waage und ohne Relax-Kissen.

Technische Daten und Garantie

Armlehnenbreite		15 cm
Armlehnenlänge		57 cm
Auflagenbreite		60 cm
Auflagenlänge		213 cm
Gesamtlänge incl. Fußstütze		220 cm
Sitz-Liegehöhe NOVO X 333		56-82 cm
Sitz-Liegehöhe NOVO X 222		60 cm
Gewicht		90 kg
Bezug Polsterauflage und Nackenstütze:	Kunstleder flammgeprüft	
Farbe: Fuß- Armstützen-Standard	dunkelgrau oder dunkelblau	
Farbe Polsterauflage:	hellgrau oder pastellblau	
Farbe Gestell	hellgrau RAL 7047	
4 Rollen blockierbar		Ø = 10 cm
Trafo		Schutzklasse II
Trafo Nennleistung	Primär	230 / 50 Hz
		110 / 50 Hz
	Sekundär	25 V
	Sicherungen	1 AT

Einschaltdauer		ca. 10%
Schutzklasse		II
EMV (elektrische Sicherheit)	DIN EN 60601/1, 60601/1-2	
NOVO X 333	3 x 24 Volt Antriebe mit Endabschalter	
NOVO X 222	2 x 24 Volt Antriebe mit Endabschalter	
Schutzart	IPX4 (Spritzwassergeschützt)	
Maximale Belastung		175 kg
Umgebungstemperatur		3 - 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit		30 - 75 %
Netzleitung gerollt		2 m
Netzleitung gestreckt		3,5 m
Neigungswinkel Rückenteil		bis 75°
Neigungswinkel Fußteil		bis 35°
Garantie		2 Jahre
Medizinprodukt der Klasse		I
Potentialausgleich		
Schutzklasse Typ CF		auf Wunsch