



SMART - DIE KOMPAKTE, VIELSEITIGE LIEGE FÜR DIE MEDIZINISCHE BEHANDLUNG



Qualität aus Deutschland



Wählen Sie die preisgünstige Lösung. Die kompakte Konstruktion und die unkomplizierte Bedienung werden Sie überzeugen, dass die SMART Liege eine gute Wahl für den Einsatz in vielen medizinischen Bereichen darstellt. Sie erhalten ergonomischen Sitzkomfort zu einem beispiellosen Preis-/Leistungsverhältnis.

Wie alle Likamed Produkte ist auch unsere komplett in Deutschland entwickelte, produzierte und kompletzte SMART Liege TÜV geprüft. Die Zertifizierung nach EN ISO 9001 und EN ISO 13485 ist eine verdiente Anerkennung für innovative, praxisorientierte Konstruktion verbunden mit einer herausragenden, weit über dem Durchschnitt angesiedelten Produktqualität.



BEI DER GESTALTUNG DER SMART LIEGEFLÄCHE WURDEN NEUESTE
ERGONOMISCHE ERKENNTNISSE ZUGRUNDE GELEGT

- Motorische Verstellmöglichkeit von der sitzenden bis zur Schock-Lage.
- Sitz-/Liegeposition nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen.
- Armstützen aus Vollschaum, daher leicht zu reinigen.
- Armstützen schwenk- und höhenverstellbar.
- Gestell in einem modernen freundlichen hellgrau RAL 7047.
- Einfach zu reinigendes Kunstleder, flammgeprüft.

Standard Farben:




- Polster mittelgrau mit dunkelgrau abgesetzten Arm- und Fußstützen.
- Polster pastellblau mit dunkelblau abgesetzten Arm- und Fußstützen.
- Gestell und Kunststoffverkleidung grau.

Optionale Farben:



- Polsterauflagen in rot, gelb, mint und mit grauen, bzw. blauen Fuß- und Armstützen. Gestell und Kunststoffverkleidung grau.



Optionen:

Bitte fordern sie unseren Sonderprospekt an.

Technische Daten:

Armlehnenbreite	12 cm
Armlehnenlänge	52 cm
Auflagenbreite	55 cm
Gesamtlänge	188 cm
Gesamtbreite inkl. Armstützen	77 cm
Gewicht	48 kg
Polsterauflage und Nackenstütze:	Kunstleder flammgeprüft
Farbe: Fuß- Armstützen - Standard	mittelgrau oder dunkelgrau
Farbe Polsterauflage;	pastellgrau
Farbe Gestell	hellgrau RAL 7047
4 Rollen	alle blockierbar Ø 7,5 cm
Trafo Nennleistung	Primär 230 / 50/60 Hz

Primär	110 / 50/60 Hz
Sekundär	25 V
Sicherungen	1 A/T
Maximale Einschaltdauer	10 %
Gerät Schutzklasse	II
EMV (elektrische Sicherheit)	DIN 60601/1, 60601/1-2
Antrieb	1 x 24 Volt mit Endabschalter
Maximale Belastung	150 kg
Relative Luftfeuchtigkeit	bis 30 - 75 %
Umgebungstemperatur	3 - 40°C
Netzleitung gestreckt	2,5 m
Garantie	2 Jahre