



Qualität aus Deutschland



Bedienerfreundliche Bauweise, hohe Flexibilität vereint mit maximalem Komfort sind die optimalen Voraussetzungen der Spender- und Behandlungsliege für Bediener und Spender/Patienten, zum Einsatz in Plasma- und Vollblutspende sowie im Therapiebereich.

Wie alle Likamed Produkte ist auch unsere komplett in Deutschland entwickelte, produzierte und kompletzte Spender- und Behandlungsliege TÜV geprüft. Die Zertifizierung nach EN ISO 9001 und EN ISO 13485 ist eine verdiente Anerkennung für innovative, praxisorientierte Konstruktion verbunden mit einer herausragenden, weit über dem Durchschnitt angesiedelten Produktqualität.



Aus der Praxis für die Praxis. Die Spender- und Behandlungsliege wurde speziell nach den Wünschen und Vorstellungen von Bedienern und Spendern entwickelt.

- Stufenlose Verstellmöglichkeiten der Liegefläche mittels 24V Elektroantrieb.
- Schnelles Erreichen der Schocklage (5 sek.).
- Optimale Positionierung des Armes durch keilförmige Armstützen.
- Armstützen höhenverstell- und drehbar.
- Polsterauflage und Liegengestell leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
- Auswechselbare Polsterauflage.
- Papierrollenhalter
- Mobilität durch große Rollen mit Zentralarretierung.
- Polsterauflage aus flammgeprüftem, desinfektionsfähigem und toxisch geprüftem Kunstleder.

Optionen: (siehe Sonderprospekt.)


- abklappbare Armstütze
- Akkupack (Automatisches Umschalten auf Akkubetrieb bei Stromausfall).
- Frottier Schonbezüge für Auflage und Armstützen.
- Transparente Plastiküberzüge für Armstütze und Fußteil.

Standard Farben:



- Polsterauflagen, Arm- und Nackenstützen mittelgrau oder pastellblau. Gestell und Kunststoffverkleidung grau.

Optionale Farben:



- Polsterauflagen in rot, gelb, mint und mit grauen bzw. blauen Armstützen. Gestell und Kunststoffverkleidung grau.



Individuelle Verstellmöglichkeiten der Armstützen und der Zentralarretierung (\*= optional).

Technische Daten:

Armlehnenbreite		15 cm
Armlehnenlänge		53 cm
Auflagenbreite		55 cm
Gesamtlänge		177 cm
Liegefläche		188 cm
Gesamtbreite inkl. Armstützen		82 cm
Einstiegshöhe		62 cm
Gewicht		48 kg
Bezug Polsterauflage und Nackenstütze:	Kunstleder flammgeprüft	
Farbe Gestell		hellgrau RAL 7047
4 Rollen	Zentralregierung, Ø 10 cm	
Trafo Nennleistung	Primär	230 / 50/60 Hz
		110 / 50/60 Hz

Trafo Nennleistung	Sekundär	25 V
Trafo Schutzklasse		II, Typ BF
Sicherungen		1 A/T
Schutzart		IP X4 (Spritzwassergeschützt)
Maximale Einschaltdauer		10 %
Schutzklasse		II
EMV (elektrische Sicherheit)		DIN 60601/1, 60601/1-2
Antriebe		1 x 24 Volt mit Endabschaltung
Maximale Belastung		150 kg
Relative Luftfeuchtigkeit		bis 30 - 75 %
Umgebungstemperatur		3 - 40°C
Netzleitung gestreckt		2,5 m
Garantie		2 Jahre