

ELEGANZ MIT VIEL KOMFORT NOVO XR



Gehen Sie auf Nummer Sicher! Gutes und Praxisbewährtes wurde noch weiter verbessert. Die NOVO XR ist eine technisch ausgereifte Liege. Profitieren Sie von 25 Jahre „Erfahrung im Liegenbau.“

Für alle Einsatzbereiche in der Medizin (medizinisch genutzte Bereiche der Gruppe 0 und I) in denen Komfort, Funktionalität und Design zu einem attraktiven Preis gefragt ist.

Maximaler Komfort für Patienten und Behandler durch separate motorische Verstellung von Rücken- und Fußteil, von der sitzenden über Schocklage (Schocktaster) bis zur Bettposition, sowie Höhenverstellung der Liege in jeder Position.

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.likamed.de

NOVO XR DIE BEHANDLUNGSLIEGE DIE KAUM WÜNSCHE OFFEN LÄSST:

- 3 Elektromotoren für separate, stufenlose Verstellung von Rücken- und Fußteil. Sowie Höhenverstellung der gesamten Liegefläche.
- Handschalter mit „Blindensymbolik“ bei NOVO XR 330
- Außergewöhnlich hoher Sitz- und Liegekomfort dank Sandwich-Schaum in der Polsterauflage.
- Polsterauflage aus desinfektionsfähigem flamm- und toxisch geprüftem Kunstleder.
- Hochklappbare Armstützen aus Vollschaum, deshalb leicht zu desinfizieren
- Einzeln blockierbare Rollen.
- Kopfteil höhenverstellbar und abnehmbar
- **Standard Farben:** Polster mittelgrau oder mint mit dunkelgrauen Armstützen.
- **Weitere Polsterfarben:** rot, gelb, blau kombiniert mit grauen bzw. blauen Armstützen
- Gestell und Kunststoffverkleidung in einem modernen freundlichen weiß RAL 9010



Verstellbar von der Sitz- über die Schockposition bis zur Flachstellung (Bettposition)

Optionen: Infusionsstangenhalter, Infusionsstange, Lordosenstütze Papierrollenhalter, Leselampe mit Netzanschluss, Leselampe mit Trafoanschluss (spezieller Trafo), Frottierüberzüge, Zentralarretierung

Technische Daten und Garantie

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Armlehnenbreite | 10cm | Einschaltdauer | ca.10% |
| Armlehnenlänge | 59cm | EMV (elektrische Sicherheit) | DIN EN 60601/1, 60601/1-2 |
| Auflagenbreite | 55cm | NOVO XR 330 | 3x24 Volt mit Endabschalter |
| Gesamtlänge | 193cm | NOVO XR 220 | 2x24 Volt mit Endabschalter |
| Breite zwischen den Armlehnen | 59cm | Netzkabel gerollt | 2m |
| Sitz - Liegehöhe NOVO XR 330 | 58 – 84 cm | Netzkabel gestreckt | 3,5m |
| Sitz - Liegehöhe NOVO XR 220 | 61 cm | Schutzklasse | II |
| Gewicht | ca. 70kg | Umgebungstemperatur | 3-40° |
| Bezug Polster und Kopfteil | Kunstleder flammgeprüft | Relative Luftfeuchtigkeit | 30-75% |
| Farbe: Polster | Standard: grau/mint | Maximale Belastung | 150kg |
| Farbe Armstützen | grau | | |
| Farbe Gestell | weiß/ RAL 9010 | Neigungswinkel Rückenteil | bis 70° |
| 4 Rollen blockierbar, 1x antistatisch | Ø = 7,5cm | Neigungswinkel Fußteil | bis 35° |
| Trafo Nennleistung Primär | 230V/50 Hz | 110V/50 Hz | Gerät der Klasse I |
| Sekundär | 25 V | | Garantie |
| Sicherung | 1AT | | 2 Jahre |

CE Kennzeichnung nach der Richtlinie 93/42 EWG (MDD) DIN EN 60601-1:03.96 MDD 1.

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen sind kleine Farbunterschiede zwischen Prospekt und Endprodukt nicht auszuschließen.



Binsbachweg 3, 75031 Eppingen
Tel.: (+49) (0)7262-9189-0; Fax.: (+49) (0) 7262-204067
E- Mail: vertrieb@likamed.de, Internet: www.likamed.de

...ein Unternehmen der Likamed Gruppe