

LiKAMED Impfliege

Die kompakte Liege
für Ihre Impfpatienten

Sichern Sie
sich einen
Preisvorteil
von bis zu
200,- €



Optimal ausgerüstet

Die kompakte Behandlungsliege in ihrer speziell für Impfungen entwickelten Konfiguration bietet preis- und leistungsgerechten Komfort in TÜV-geprüfter Qualität.

Seien Sie bestens ausgestattet für eine effiziente Behandlung und sichere Platzierung Ihrer Patienten durch die stufenlose motorische Verstellung bis in die Schockposition, verbunden mit Mobilität und Stabilität, auch bei hohem Patientengewicht. Mit dem integrierten Papierrollenhalter haben Sie eine praktische hygienische Lösung für einen schnellen Patientenwechsel.



Die Impfliege ist ideal geeignet für:

- Impfzentren
- Allgemeinmedizinische Praxen
- Apotheken
- Pflegeheime
- Blut- und Plasmaspende
- und viele weitere Behandlungsbereiche

Zubehör für den kompletten Impfplatz:

- Arbeits- und Patiententisch
- Arbeitshocker



likamed.de/impfliege

mehr erfahren



LIKAMED®

Hauptmerkmale der LiKAMED Impflege



Flexibel: Sitz-, Komfort- und Schockposition

Mit der stufenlosen motorischen Verstellung der Liegefläche bringen Sie den Patienten in einer Notlage direkt in die Schockposition.



Komfortabel: Handschalter

Zur stufenlosen Verstellung der Liegefläche. Mit manueller Tasten-Sperrfunktion und Befestigungsclip auf der Rückseite.




Mobil: Rollen Ø 7,5 cm mit Einzelarretierung

Die geringe Einstiegshöhe erleichtert den Ein- und Ausstieg für die Patienten und die Hilfe durch das Pflegepersonal. Für Standfestigkeit sorgt die Einzelarretierung an allen vier Rollen.



Schneller Patientenwechsel: inklusive Papierrollenhalter

Hygiene und Sauberkeit für jeden Patienten durch den Austausch der Papierauflage. Der fest installierte Rollenhalter hält die Ärztterolle griffbereit und positioniert die Papierbahn.



Zusätzlicher Schutz: inklusive antimikrobieller Polsterauflage

Das spezielle antimikrobielle Kunstleder kann die Vermehrungsfähigkeit oder Infektiosität von Mikroorganismen reduzieren und bietet somit Patient und Personal mehr Sicherheit. Die Polsterauflage ist in sieben Farbvarianten erhältlich.



Entspannte Patienten: inklusive Nackenrolle

Die Nackenrolle in Polsterauflagenfarbe dient zur Entspannung im Nackenbereich.

weitere Informationen: likamed.de/impflege

Machen Sie Ihren Impf-Arbeitsplatz komplett:



Arbeitshocker

- Vollschaum-Sitzteil oder Schaumstoff-Sitzteil mit Kunstleder überzogen
- Sitzteil mit Ringauslösung
- Stufenlos höhenverstellbar durch Gasfeder
- Soft-Roll-Rollen für Hartböden
- 6 Farben für Schaumstoff-Sitzteil



Arbeits- und Patiententisch

- Höhenverstellung mit Einhand-Bedienung
- großes abnehmbares Tablett mit Griffmulden
- mit integrierter Desinfektionsmittelflaschenhalterung in der Ablage
- abnehmbarer Kunststoff-Abfallbehälter inklusive Deckel
- Hängebügel für Taschen
- **inklusive integrierter Flaschenhalterung**



 ANSPRECHPARTNER

 KONTAKTFORMULAR

 E-MAIL

LIKAMED[®]

LIKAMED GmbH · Raußmühlstraße 7 · 75031 Eppingen

Tel.: +49 7262 9189-0 · Fax: +49 7262 9189-900 · E-Mail: info@likamed.de · www.likamed.de