

**SEMA<sup>®</sup>**

Funcional  
y compacta



**LIKAMED<sup>®</sup>**



#### Acolchado de espuma para apoyabrazos

Colocación cómoda del brazo gracias a múltiples puntos de montaje. El acolchado de espuma para apoyabrazos destaca por su superficie blanda, su durabilidad y su limpieza especialmente fácil.



#### Apoyabrazos girables y plegables hacia arriba

Los apoyabrazos plegables hacia arriba facilitan al paciente el acceso lateral. Con la función de giro integrada, garantiza comodidad en las posiciones sentada y acostada y una colocación ideal del brazo durante el tratamiento.



#### Acolchamiento universal

Espuma sándwich de dos capas para uso universal con cambios continuos de pacientes.



#### Ruedas de Ø 7,5 cm con bloqueo individual

La altura reducida de acceso facilita la subida y bajada de la camilla al paciente, y la asistencia por el personal de enfermería. El bloqueo individual de las cuatro ruedas garantiza la estabilidad.



#### Acceso frontal

Fácil subida y bajada también por el frontal, con necesidades de espacio reducidas.



### Flexibilidad gracias a las posiciones sentada, confort y de Trendelenburg

El botón manual permite ajustar el respaldo y el reposapiernas.

La camilla se puede ajustar fácilmente y de forma continua desde la posición sentada a la posición de confort o de Trendelenburg.

165 kg



Las imágenes muestran la variante de equipamiento con reposacuellos opcional.

# SEMA®

## Funcionalidad independiente de la red

El diseño compacto de la camilla SEMA, con su acolchamiento de espuma sándwich de 2 capas, los apoyabrazos blandos, giratorios y plegables hacia arriba y las ruedas orientables bloqueables, ofrece las funciones esenciales para la rutina terapéutica diaria.

La comodidad y la seguridad están garantizadas por el acceso frontal sin complicaciones y el botón manual fácil de usar para el ajuste continuo desde la posición sentada a la posición de confort o de Trendelenburg.

### Opciones y accesorios



**Reposacuellos**  
para relajar la zona del cuello.



**Support pour rouleau de papier**  
Le support pour rouleau de papier non amovible permet à tout moment de disposer d'une bande de papier correctement positionnée.



**Acolchado de espuma para apoyabrazos bajo en forma de cuña**  
Opción ideal si necesita una ligera inclinación básica de la posición del brazo muy cómoda.



**Acolchado de espuma para apoyabrazos alto en forma de cuña**  
Esta variante con inclinación básica más pronunciada permite un tratamiento más cómodo.



**Repose-pieds**  
Avec palette repose-pieds amovible.



**Elevación del reposapiés con soporte**  
Más comodidad para pacientes de estatura reducida

# Focused on design and quality

likamed.de



Datos técnicos	SEMA
<b>Apoyabrazos Longitud x Anchura x Altura</b>	
Acolchado de espuma para apoyabrazos	30 cm x 12 cm x 4,4 cm
Acolchado de espuma para apoyabrazos bajo en forma de cuña	52,5 cm x 15,5 cm x 6,5 a 9,5 cm
Acolchado de espuma para apoyabrazos alto en forma de cuña	52,5 cm x 16,5 cm x 7,5 a 12,5 cm
<b>Acolchamiento</b>	
Longitud x Anchura x Altura	180,9 cm x 53,4 cm x 7 cm
Color	piedra
Funda	Resistente a la luz UV, impermeable a la humedad, biocompatibilidad y ausencia de toxicidad comprobadas, ignífuga y especialmente duradera.
<b>Largo total (máx.) x Anchura total (máx.) x Altura total (máx.) con reposapiés</b>	191,0 cm x 81,0 cm x 128,4 cm
<b>Distancia hasta el suelo</b>	92 mm
<b>Altura del asiento</b>	59 cm
<b>Ángulo de inclinación</b>	
Respaldo (con respecto al asiento)	2° a 86°
Asiento	12° fijos
Reposapiernas (con respecto al asiento)	2° a -95°
Posición de Trendelenburg (total)	-12°
<b>Ruedas</b>	
con bloqueo individual Ø 7,5 cm	●
<b>Ajuste manual</b>	
Respaldo con reposapiernas	●
<b>Conexión equipotencial</b>	○
<b>Cable de conexión equipotencial</b>	○
<b>Presión atmosférica permitida</b>	700 a 1060 hPA
<b>Temperatura ambiente</b>	10 a 40° C
<b>Humedad relativa del aire</b>	30 al 75 %
<b>Clase de producto sanitario</b>	I
<b>Carga máxima</b>	165 kg
<b>Color del bastidor/reposapiés</b>	gris claro - RAL 7047
<b>Peso (sin componentes opcionales)</b>	60 kg
<b>Garantía</b>	2 años

● =Serie ○ = Opción

Los datos corresponden al momento de la impresión. LiKAMED GmbH no asume ninguna responsabilidad por las desviaciones de las imágenes en cuanto a color y forma. Reservado el derecho a contener errores y erratas. LiKAMED GmbH se reserva el derecho a realizar en cualquier momento cambios en las publicaciones y los productos. Si en este folleto se utiliza, para facilitar la lectura, la forma masculina o el masculino genérico, se incluyen explícitamente las identidades femeninas y de otros géneros.

**LiKAMED®**

LiKAMED GmbH  
Raußmühlstraße 7 · 75031 Eppingen · Alemania  
Tel.: +49 7262 9189-0 · Dirección electrónica: info@likamed.de

