

# SENSA® i Scale

Optimal ausgerüstet  
für die Therapie



**Neues  
verbessertes  
Modell!**

**LIKAMED®**

# SENSA® i Scale

## Therapieliege mit integrierter Waage



### Integrierte Waage

- SENS A i Scale: kalibrierte Waage
- SENS A i Scale+: geeichte Waage (erforderlich in der EU)
- 4 Doppelbalken-Wägezellen mit DMS-Applikation (Wägezellen C3)
- Wägebereich 2–200 kg (Auflösung 100 g)
- integrierte Libelle/Wasserwaage im Untergestell zur richtigen Positionierung

### Anzeigegerät

- mit spezieller Dialyse-Funktionstaste
- leuchtende 7-Segment-Anzeige
- Ziffernhöhe 20 mm
- mit RS232-Schnittstelle

Klassifizierung nach 2017/745 (MDR): Im (mit Messfunktion)



tuev-sued.de/ps-zert

CE 0123



Made in Germany

Die kalibrierte oder geeichte Waage mit einer Belastung von bis zu 200 kg und den vier Wägezellen ermöglicht das Wiegen des Patienten in der von ihm gewünschten Position und erleichtert die Arbeit des Gesundheitspersonals erheblich.



### Einfache Bedienung

Handschalter mit Komfort- und Sondertasten und Magnetschlüssel-Sperrfunktion.



### Flexible Ausstattung

Konfigurieren Sie Ihre SENS A® i Scale

- Zentralarretierung
- Infusionsstangenhalter
- motorische Fußstütze
- uvm.



Viele neue Optionen!

[scale.konfigurator.likamed.de](https://scale.konfigurator.likamed.de)

Die Angaben entsprechen dem Druckzeitpunkt. Die LiKAMED GmbH übernimmt keine Gewähr für Abweichungen von den Abbildungen in Farbe und Form. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die LiKAMED GmbH behält sich vor, jederzeit Änderungen an Veröffentlichungen und Produkten vorzunehmen.

Wird in dieser Broschüre aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form oder das generische Maskulinum verwendet, werden dabei die weibliche und andere Geschlechteridentitäten ausdrücklich mitgemeint.

**LiKAMED**®

LiKAMED GmbH

Raußmühlstraße 7 · 75031 Eppingen · Deutschland

Tel.: +49 7262 9189-0 · E-Mail: [info@likamed.de](mailto:info@likamed.de)

[likamed.de](https://www.likamed.de)

