

SENSA® i Scale

El equipamiento
óptimo para la terapia



¡Nuevo
modelo
mejorado!

LIKAMED®

SENSA® i Scale

Camilla terapéutica con báscula integrada



Báscula integrada

- SENA i Scale: báscula calibrada
- SENA i Scale+: báscula graduada (necesario en la UE)
- 4 células de pesaje de doble barra con aplicación DMS (células de pesaje C3)
- Intervalo de pesaje 2–200 kg (resolución 100 g)
- Nivel de burbuja integrado en el bastidor para un posicionamiento correcto

Dispositivo indicador

- con tecla de función especial para diálisis
- Indicador luminoso de 7 segmentos
- Altura de las cifras 20 mm
- con interfaz RS232

Clasificación según 2017/745 (Reglamento de productos sanitarios):
Im (con función de medición)



tuv-sud.com/ps-cert



Made in
Germany

La báscula calibrada o graduada con una carga de hasta 200 kg y las cuatro células de pesaje permiten pesar al paciente en la posición que desee y facilitan considerablemente el trabajo del personal sanitario.



Manejo fácil

Interruptor manual con botones confort y especiales y función de bloqueo con llave magnética.



Equipamiento flexible

Configure su propia SENA® i Scale

- Bloqueo central
- Soporte para barra de infusión
- Reposapiés accionado por motor
- y mucho más



¡Muchas
nuevas
opciones!

scale.configurator.likamed.de

© LiKAMED GmbH, 61-PR-1527-ES 2023.02

Los datos corresponden al momento de la impresión. LiKAMED GmbH no asume ninguna responsabilidad por las desviaciones de las imágenes en cuanto a color y forma. Reservado el derecho a contener errores y erratas. LiKAMED GmbH se reserva el derecho a realizar en cualquier momento cambios en las publicaciones y los productos. Si en este folleto se utiliza, para facilitar la lectura, la forma masculina o el masculino genérico, se incluyen explícitamente las identidades femeninas y de otros géneros.

LiKAMED®

LiKAMED GmbH

Raußmühlstraße 7 · 75031 Eppingen · Alemania

Tel.: +49 7262 9189-0 · Dirección electrónica: info@likamed.de

[likamed.de](https://www.likamed.de)

