

Sicher ist sicher

Likamed ist zertifiziert



LIKAMED®

Focused on Design and Quality.



Prüfzeichen für
Qualitätsmanagement-System



Prüfzeichen für
Produktzertifizierung

Die Kraft der zwei Zeichen

Die beiden Prüfzeichen, die Sie bei Likamed und auf unseren Produkten finden, stehen für den außerordentlichen Stellenwert, den Qualität und Sicherheit bei uns besitzen. Denn wie nur wenige Hersteller unterscheidet Likamed bei der Zertifizierung von Qualitätssicherung und Produktsicherheit. Daher lassen wir sowohl unser Management-System und damit unsere Prozesse gemäß DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 zertifizieren, als auch die Sicherheit unserer Endprodukte, also z.B. Liegen und Bett-Liegen.

Führung setzt Maßstäbe

Der Blick auf den internationalen Markt medizinischer Liegen zeigt die Situation, dass heute nur wenige Hersteller ihre Medizinprodukte über die vorgeschriebene allgemeine Qualitätssicherung hinaus prüfen und zertifizieren lassen. Um Ihnen aber im Praxis- und Klinikalltag größtmögliche Sicherheit bieten zu können, hält Likamed den Anspruch aufrecht, Vorreiter auf diesem Gebiet zu sein. Schon 1993 erreichte Likamed gemeinsam mit dem TÜV die erstmalige Zertifizierung einer Dialysesliege. Wenig später folgte dann die Zertifizierung des Managements nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 46001.

Warum mehr als nur „CE“?


Die verpflichtende Kennzeichnung medizinischer Liegen der Klasse I mit „CE“ bestätigt das Vorliegen einer Konformitätserklärung. Nicht mehr, nicht weniger. Sie sagt nichts darüber aus, ob unabhängige Qualitäts- und Sicherheitstests durchgeführt werden. Hier geht Likamed beim Nachweis mit dem Weg über den TÜV als Prüf-Gesellschaft den entscheidenden Schritt weiter.

Das unabhängige Prüffertifikat reicht weiter

Zusätzlich zu unseren internen Tests prüft und bestätigt der TÜV die Sicherheit von Likamed Produkten vor der Serien-Freigabe. Damit z.B. die Liegen nicht nur aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen, sondern Sie sich wirklich auf eine sichere Anwendung durch Personal und Patienten verlassen können. Diese vom TÜV durchgeführten Tests beziehen sich z.B. auf Quetsch- und Scherstellen, Kippsicherheit, Maximalbelastung (auf dem Prüfstand mit bis zu 800 kg) sowie elektrische Sicherheit nach EN 60601-1 inkl. der Messung des Ableitstroms. Likamed selbst konzentriert sich bei seinen Prüfroutinen auf Belastungs- sowie Dauerlauftests zur Feststellung von Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Sicher ist sicher – auch in Zukunft!

Die Zusammenarbeit mit dem TÜV sowie unser nachhaltiges Engagement im Normenausschuss selbst halten uns stets an der Spitze der Entwicklung. Dadurch ist Likamed früh in der Lage, Veränderungen bei Sicherheitsnormen zu definieren und umzusetzen.



LIKAMED®

Likamed GmbH · Raußmühlstraße 7 · 75031 Eppingen · Germany
Telefon: +49 7262 9189-0 · Telefax: +49 7262 9189-900
info@likamed.de · www.likamed.de