


Einzigtiger Sitzkomfort

Das neue druckentlastende Gel-Sitzkissen von LiKAMED:
Das Gel-Sitzkissen hat mit seiner hohen Rückstellkraft und der guten Wärmeleitfähigkeit einen kühlenden Charakter und sorgt für einen einzigartigen Sitzkomfort. Mit der 3D-Verformbarkeit des polyurethan-basierenden Gels bietet das Kissen eine Druckentlastung über die gesamte Oberfläche und empfiehlt sich besonders bei einer langen Behandlungsdauer Ihrer Patienten.



Druckentlastendes Gel-Sitzkissen



- Polyurethan-basierendes 3D-Gel
- biokompatibel und geruchslos
- keine Weichmacher oder sonstige flüchtige Stoffe
- wasserabweisender PU-Überzug in grau, abnehmbar und feucht abwischbar
- Unterseite mit rutschfestem Material
- Maße: 41 x 41 x 5 cm
- für alle LiKAMED Behandlungsliegen

LiKAMED®

LiKAMED GmbH · Raußmühlstraße 7 · 75031 Eppingen

Tel.: +49 7262 9189-0 · Fax: +49 7262 9189-900 · E-Mail: info@likamed.de · www.likamed.de