

Dynamische Stoßwellentherapie für die Tiermedizin



VARIO LOGIC
TECHNOLOGY (VLT)

hochenergetisch
nichtinvasiv
zellschonend

LIKA WAVE[®]
VARIO vet

LiKAWAVE® VARIO 2i

VARIO LOGIC

TECHNOLOGY (VLT)



Der LiKAWAVE VARIO 2i stellt unser kompaktestes Gerät in der fortschrittlichen Klasse der ESWT-Geräte dar. Es wurde speziell für die einfache Anwendung und die effektive Therapie bei Kleintieren wie Hunden und Katzen entwickelt und erprobt. Das Gerät vereint alle relevanten Grundfunktionen und die wichtigsten innovativen Vorteile, die für eine erfolgreiche und dynamische Stoßwellentherapie bei diesen Tierarten von Bedeutung sind.



Dynamische Stoßwellentherapie

Neue Impulse für die Tierbehandlung

Mit Flächenfokus



Die hochenergetische „Wide Focussing“-Technologie generiert einen Flächenfokus mit einem großen effektiven Energievolumen auch bis in tiefere Regionen. Bekannte Probleme der Zielgenauigkeit wie bei punktförmig fokussierten Quellen gehören damit der Vergangenheit an.

Mit HD Keramik-Projektil



Ein HD Keramik-Projektil ist durch seine Korrosionsbeständigkeit und den Keramik-Poliereffekt entscheidend langlebiger als herkömmliche Projektile. Es bewirkt ausserdem eine Reduktion des negativen Anteils der Druckkurve, was der Schmerzverträglichkeit des Tieres entgegenkommt. Die höhere Energie der HD Keramik ermöglicht eine hohe Stoßwellenenergie für eine schonende Behandlung auch in tieferen Gewebeschichten.

VARIO LOGIC TECHNOLOGY (VLT)

Die VARIO LOGIC Technologie (VLT) bietet eine Reihe von Neuheiten, die sie besonders für Kleintiere geeignet macht. Die einzigartige Energiedynamik ermöglicht ein aktives Biofeedback während der gesamten Behandlung, ohne den Einsatz von Schmerzmitteln. Dies führt zu einer gesteigerten Schmerztoleranz und deutlich verbesserten Therapieergebnissen. Im humanmedizinischen Bereich konnte damit bereits eine deutliche Reduzierung der Abbruchrate beobachtet werden.

Extrakorporale Stoßwellentherapie

Die wichtigsten Indikationen

- Allgemeine Sehnen- und Sehnen-scheidenerkrankungen
- Arthritis und Osteoarthritis
- Cauda-Equina-Syndrom
- Ellbogen- und Hüftgelenksdysplasie
- Förderung der Wundheilung
- Frakturen
- Gelenkserkrankungen
- Hüftgelenkdisplasie
- Insertionsdesmopathien
- Periostale Reaktion der Hufcorium
- schlecht heilende Bisswunden
- Sesamoiditis
- Spondylosis
- Tendinopathie
- Trigger-Punkte

Technische Daten

LiKAWAVE VARIO 2i

Display	7 Zoll
Handstück	mit HD-Keramik-Projektil
Modi	Dreieck dynamisch + Linear
Stoßwellenzahl	unbegrenzt
Energieflussdichte	0,58 mJ/mm ²
Maximale Eindringtiefe	55 mm
Frequenzstufen	1–15
Intensitätsstufen	1–15
Impulsfrequenz	max. 15 Hz
Verbindungskabel	2,5 m
Kompressordruck	bis zu 6,5 bar
Maße (B x T x H)	30,5 x 32 x 23 cm (inkl. Füße)

LiKAWAVE® VARIO 2i

Ihre Vorteile auf einen Blick

- + Druck- und Frequenzmodulation
- + Wide-Focus-Technologie
- + großvolumiges Wirkungsfeld
- + vermeidbare Anästhesie
- + schnelle Therapieerfolge
- + einfache Bedienung
- + Risikofrei im Falle einer Fehlpositionierung
- + geringer Investitionsaufwand
- + geringer Wartungsaufwand
- + mobiler und stationärer Einsatz

VARIO LOGIC
TECHNOLOGY (VLT)

Punktgenaue Dosierung für Hunde und Katzen für deutlich bessere Therapieerfolge.

Die dynamische Stoßwelle mit VARIO LOGIC Technologie ermöglicht aktives Biofeedback ohne Schmerzmittel.

LiKAWAVE® VARIO 2i

Ausstattung und Optionen



Kompaktes, transportables Tischgerät.



Handstück mit Keramik-Projektile, 2 Applikatoren, Verbindungskabel und Kontaktgel in Zubehörbox.



Option

Fußschalter zur Veränderung von Intensität und Modi.



Option

Transportkoffer mit Trolley für den mobilen Einsatz.



Option

Mit dem Porter wird der LiKAWAVE VARIO 2i zur mobilen Arbeitsstation.

LiKAMED®

LiKAMED GmbH
Raußmühlstraße 7
75031 Eppingen

Tel.: +49 7262 9189-0
E-Mail: info@likamed.de
www.likamed.de



Made in
Germany